



试剂封入型一次性流路系统

【蠕动泵型】



这是采用了蠕动泵作为送液源，并用 PDMS 等软材料做成的芯片的搭载型试剂封入一次性流路系统。只需将芯片与专用的滚轮紧密连接，就可直接输送芯片内部的液体。因此，可通过外部接口进行样本导入并与内部试剂混合。因试剂腔体和废液腔体已内置在芯片中形成封闭状态，所以不需要进行麻烦的废液处理。



结构示意图

请扫描右侧的二维码或点击下面网址观看产品视频。

http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMzA1NzE1Ng.html



本产品是我司可提供的流路芯片系统中的一例。可根据客户的要求，进行定制化设计。敬请垂询。

※本产品为与 Sumigomu Takasago Integrate, Ltd. 的共同开发产品。

※产品参数如有变更，恕不提前通知。

高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号新苏工业坊B栋6楼01-06单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号 阳光华艺大厦 1 栋 4F 4G-17

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net