

INTEGRATED PRODUCT

培养基自动交换系统

【专利申请中】



特征

- 每隔一定时间进行培养基自动交换。
- 因为有电池驱动，可以直接放入恒温培养箱。
- 现有的6孔培养板可以使用。
- 6孔培养板部分可以直接在显微镜上观察。
- 可以改造成灌流培养系统。

参数

型号	CEME-0100	CEME-0102
换液量	约 1.5 ml / 回	约 2.7 ml / 回
电源	5号电池 2个 (可使用3日~7日)	
接液部材质	PP、硅胶、不锈钢 (SUS304)	
外形尺寸	194 × 228 × 140 mm	

※产品技术规格等如有更改，恕不提前通知。

高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号新苏工业坊B栋6楼01-06单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道3003号阳光华艺大厦1栋4F 4G-17

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net