



SCP-1000G-M6(1/4U)F

手掌大小的注射泵

特 征

- SCP 系列是内置电机、手掌大小的注射泵。与传统型同容量的泵组相比，体积小、重量轻、成本也大幅降低。
- 实现了同等尺寸柱塞泵不可能实现的零死体积。
- 也可提供一次性注射器搭载型。

参 数

型 号	SCP-100G-M6F (SCP-100G-1/4UF)	SCP-500G-M6F (SCP-500G-1/4UF)	SCP-1000G-M6F (SCP-1000G-1/4UF)
外形尺寸	35 x 42 x L109.6 mm	35 x 42 x L160.5 mm	
容 量	100 μ L	500 μ L	1000 μ L
分 辨 率	83 nL/pulse	385 nL/pulse	
最大流量	16.6 μ L/s	154 μ L/s	
环境温度	5~50 $^{\circ}$ C		
吐出精度	CV < 1% (全行程驱动时)		
电 机	2 相双极型步进电机		
接 续	M6、1/4-28UNF		
接液部材质	玻璃、PTFE、PEEK		

请扫描右侧二维码或打开以下网址，观看视频。

http://v.youku.com/v_show/id_XMzQOMzEzNjkOMA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1



※产品参数等如有变更，恕不提前通知。

高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼01-08单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 4F4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net