



可高密度集成的低成本电磁阀

## 特 征

- 宽度仅 7mm，可高密度集成多个电磁阀。
- 也可搭载在支持 96 孔微孔板的 8 连分注系统中。
- 大幅改变了线圈原有的制造方法，降低了成本。
- 通过缩短端口间流路长度，有助于减少分析样本·试剂的用量，提高分析精度。

## 参 数

通 径	0.8mm
流体压力	-90 ~ 200kPa
接 续	专用密封垫
流体温度	0~50℃ *
环境温度	0~50℃ *
额定电压	12VDC、24VDC
功 耗	4W 以下
接液部材质	阀体：PEEK、PPS 隔膜、密封垫：FFKM、FKM

\* 使用FFKM时，流体温度和环境温度为5~50℃。

※ 产品参数等如有变更，恕不提前通知。

## 高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼01-08单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

## 高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 4F4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net